



“Compromiso y experiencia al cuidado de la salud.”



Servicios de salud A DOMICILIO

Aerosolterapia / Oxigenoterapia / Apnea del sueño / Renta de Equipo Médico

TEL: (33) 3632 9910 CON 6 LÍNEAS

EQUIPO DE OXÍGENO OXILIFE 3455



CARACTERÍSTICAS:

Almacenan el oxígeno a presión. Este se suministra a través de un regulador de presión y un medidor de flujo de oxígeno.

El cilindro debe de reponerse regularmente, el manómetro del regulador le indica cuando debe de avisar a su proveedor.

Se utilizan y entregan cilindros 100% llenos de oxígeno grado medicinal, registrados ante la secretaria de salud.

La renta inicial del tanque de oxígeno medicinal de 3455 lts incluye:

- Vaso humidificador.
- Cánula nasal de 2 mts.
- Carga de oxígeno.
- Capacitación.
- Entrega a domicilio.

Asistencia telefónica 24hrs.

**NOTAS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA:
RENDIMIENTO DE OXÍGENO EN HORAS, FLUJO DE OXÍGENO PRESCRITO (CILINDROS PORTÁTILES).**

Capacidad	1 lt /min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min
3455lts.	57.60 hrs	28.70 hrs	19.20 hrs	14.40 hrs	11.50 hrs	9 hrs	8 hrs	7 hrs	6 hrs	3 hrs

- * Le recordamos que las recargas de Oxígeno Medicinal, son independientes a la renta, y éstas dependerán de la dosis suministrada y con la frecuencia con que se requiera el tratamiento.
- * Aplican restricciones por horario de entrega.

DIRECCIÓN

Av. Colón No. 5507,
Col. Nueva España C.P. 44980,
Guadalajara, Jalisco, Mx.

